



COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE Canarini di Forma e Posizione Arricciati

Definizione di soggetto lipocromico, melaninico e pezzato valide **SOLO** per le mostre O.M.J. – C.O.M. a partire dalla stagione mostre 2014.

Per LIPOCROMICO si intende:

100% Lipocromico: **assenza totale di macchia melanica.**

Per MELANINICO si intende:

100% Melanico: **assenza totale di macchia lipocromica.**

I PEZZATI si dividono in:

Lipocromico pezzato: più lipocromico che melaninico (Lipocromo >50%) (lip. maggiore del 50%)

Melaninico pezzato: più melanina che lipocromo (Melanina >50%) (mel. maggiore del 50%)

Per quanto riguarda la composizione degli STAMM vale lo stesso criterio di quanto sopra specificato.

Negli stamm dei pezzati le pezzature devono essere le più omogenee possibili.

Non costituisce STAMM (2 soggetti lipocromici pezzati + 2 soggetti melaninici pezzati).

Cordiali saluti

Il Presidente
